

MAILLET COLLIN, DIA. 34 MM, 20 CM, 500 G, 2 TÊTES, INOX

Ref. [IM01250](#)



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104734470	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	6	Unité nue / Largeur (cm)	6.7
Unité emballée / Hauteur (cm)	4	Unité nue / Hauteur (cm)	4
Unité emballée / Longueur (cm)	21	Unité nue / Longueur (cm)	21.5
Unité emballée / Poids (kg)	0.637	Unité nue / Poids (kg)	0.637

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

 19/06/2026 09:16:38 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.