

MIROIR DENTAIRE, N°5, DIA. 20 MM

Ref. IM03205



19/06/2026 04:15:32 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

MIROIR DENTAIRE, N°5, DIA. 20 MM

Ref. **IM03205**



Description

Miroirs dentaires

10 tailles disponibles, nous consulter

NB. : Les Miroirs doivent être fixés sur un manche : réf. IM03200

Les instruments Holtex sont tous fabriqués en acier inoxydable de première qualité (AISI 304, 410, 420 et 420A, selon le type d'instrument) afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions.

Les aciers entrent en contact avec les tissus humains, ils doivent donc se conformer aux normes internationales et à la réglementation en vigueur.

Holtex vous garantit des dispositifs médicaux conformes au règlement EU 2017/745 et à l'ISO 13485.

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104738225	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.006
Unité nue / Poids (kg)	0.006		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---