

PINCE COUDÉE DE POLITZER POUR LE NEZ, MORS STRIÉS TRÈS FINE

Ref. IP01313



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	08961104714908	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	1.2
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.5
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	15
Unité emballée / Poids (kg)	0.02	Unité nue / Poids (kg)	0.02

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---