

PINCE CHAPUT, 13 CM

Ref. IP11613



PINCE CHAPUT, 13 CMRef. IP11613**Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104716179	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	13
Unité emballée / Poids (kg)	0.028	Unité nue / Poids (kg)	0.028

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---