

# PINCE DE BAKEY, CLAMP POUR COARCTATION, 20 CM, COUDÉE À 20°

Ref. IP19520



## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	08961104718081	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	8.7
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	1.1
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	27.6
Unité emballée / Poids (kg)	0.061	Unité nue / Poids (kg)	0.061

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

 19/06/2026 08:28:22 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.