

**PINCE NASALE DE LUC, FENÊTRÉE, 19 CM,
MOYEN MODÈLE**Ref. IP19719**Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	08961104730014	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	8.5
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.5
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	23.5
Unité emballée / Poids (kg)	0.06	Unité nue / Poids (kg)	0.06

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---