

PORTE-AIGUILLE MAYO-HÉGAR, 20 CM

Ref. IP29420



PORTE-AIGUILLE MAYO-HÉGAR, 20 CM

Ref. IP29420



Permet de tenir fermement une aiguille pendant la suture d'une plaie

Description

Les instruments Holtex sont tous fabriqués en acier inoxydable de première qualité afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions.

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104718845	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.062
Unité nue / Poids (kg)	0.062		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---