

PORTE-AIGUILLE DOYEN, 13 CM

Ref. IP30413



PORTE-AIGUILLE DOYEN, 13 CM**Ref. IP30413****Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104719033	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	13
Unité emballée / Poids (kg)	0.038	Unité nue / Poids (kg)	0.038

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---