

PINCE BENGOLEA, DROITE, S/G, 20 CM

Ref. IP32220



CE

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
I
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2 ANS
2
2 YEARS
GUARANTEE

STAINLESS
INOX
STEEL

19/06/2026 09:12:19 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

PINCE BENGOLEA, DROITE, S/G, 20 CM

Ref. IP32220



Caractéristiques

| | | | |
|-----------------|----------------|--------------------|----------|
| Marquage CE | CE | Dispositif Médical | Classe I |
| Code barre | 08961104716872 | Code douanier | 90189084 |
| Garantie (mois) | 24 | Pays | Pakistan |

MESURES

| | | | |
|--------------------------------|-------|---------------------------|-------|
| Unité emballée / Largeur (cm) | nc | Unité nue / Largeur (cm) | 8.5 |
| Unité emballée / Hauteur (cm) | nc | Unité nue / Hauteur (cm) | 0.4 |
| Unité emballée / Longueur (cm) | nc | Unité nue / Longueur (cm) | 20 |
| Unité emballée / Poids (kg) | 0.052 | Unité nue / Poids (kg) | 0.052 |

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

| | | | |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | NA | Température maxi | NA |
| Humidité mini | NA | Humidité maxi | NA |

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---------------------------|---|
| Unité emballée / Quantité | 1 |
|---------------------------|---|

📅 19/06/2026 09:12:19 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.