

**PINCE COUPANTE LISTON, SIMPLE
ARTICULATION, DROITE, 14 CM****Ref. IP45614****Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	08961104727021	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	7.6
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.7
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	13.7
Unité emballée / Poids (kg)	0.12	Unité nue / Poids (kg)	0.11

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---