

**PINCE BOZEMANN, CONTRE-COUDÉE, 24  
CM**

Ref. IP46424



CE

DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
**I**  
MEDICAL DEVICE

GARANTIE  
2 ANS  
**2**  
2 YEARS  
GUARANTEE

STAINLESS  
**INOX**  
STEEL

19/06/2026 03:14:35 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# PINCE BOZEMANN, CONTRE-COUDÉE, 24 CM

Ref. IP46424



## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104720084	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	8.4
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.4
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	24
Unité emballée / Poids (kg)	0.079	Unité nue / Poids (kg)	0.079

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 19/06/2026 03:14:35 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.