

PINCE GUYON, 23 CM

Ref. IP46823



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104732025	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	7	Unité nue / Largeur (cm)	7.6
Unité emballée / Hauteur (cm)	3	Unité nue / Hauteur (cm)	3
Unité emballée / Longueur (cm)	22	Unité nue / Longueur (cm)	22.7
Unité emballée / Poids (kg)	0.074	Unité nue / Poids (kg)	0.074

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---