

**PINCE LOVE-KERRISSON, COUPE HAUT
130°, TIGE 200 MM X 3 MM****Ref. IP46843****Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	08961104723672	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	16	Unité nue / Largeur (cm)	16
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.7
Unité emballée / Longueur (cm)	30	Unité nue / Longueur (cm)	30
Unité emballée / Poids (kg)	0.226	Unité nue / Poids (kg)	0.226

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---