

# PINCE GOUGE JANSEN, SIMPLE ARTICULATION, 17.5 CM, MORS 4MM



Ref. IP48217

## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	08961104726840	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	13	Unité nue / Largeur (cm)	13
Unité emballée / Hauteur (cm)	1	Unité nue / Hauteur (cm)	1.3
Unité emballée / Longueur (cm)	19	Unité nue / Longueur (cm)	19
Unité emballée / Poids (kg)	0.184	Unité nue / Poids (kg)	0.184

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

 19/06/2026 07:23:33 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.