

# PINCE GOUGE STILLE, 4 ARTICULATIONS, CONTRE-COUDÉE, 23 CM, MORS 7 MM



Ref. IP48623

## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	08961104726925	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
<b>MESURES</b>			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	13.2
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	1.3
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	23.4
Unité emballée / Poids (kg)	0.336	Unité nue / Poids (kg)	0.336
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b>			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
<b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>			
Unité emballée / Quantité	1		

 19/06/2026 02:21:43 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.