

**PORTE-AIGUILLE CRILE-WOOD, 13 CM,
TUNGSTÈNE****Ref. IP50113****Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104710306	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.024
Unité nue / Poids (kg)	0.024		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---