

**PORTE-AIGUILLE, MORS FINS,
TUNGSTÈNE, 18 CM****Ref. IP50218****Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104710481	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	7.8
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.4
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	18
Unité emballée / Poids (kg)	0.049	Unité nue / Poids (kg)	0.049

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---