

**PORTE-AIGUILLE MAYO-HÉGAR, 18 CM,
TUNGSTÈNE**

Ref. IP50318



CE



**PORTE-AIGUILLE MAYO-HÉGAR, 18 CM,
TUNGSTÈNE****Ref. IP50318****Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104710429	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.055
Unité nue / Poids (kg)	0.055		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---