

# PINCE À FIXER LE GLOBE DE DUJARDIN

Ref. IP52100



## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	08961104714687	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	7.3
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.4
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	20
Unité emballée / Poids (kg)	0.013	Unité nue / Poids (kg)	0.013

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 19/06/2026 02:51:31 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.