

PINCE À SUTURE DE TÜBINGEN, À PLATEAUX, 10 CM, COURBE, S/G

Ref. IP52911



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	08961104714731	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	0.8
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.2
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	10.6
Unité emballée / Poids (kg)	0.032	Unité nue / Poids (kg)	0.032

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

 19/06/2026 01:14:16 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.