

## PINCE À TRAIER GUNNAR, 18,5 CM

Ref. IP54818



CE



19/06/2026 01:20:10 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## PINCE À TRAIRE GUNNAR, 18,5 CM

Ref. [IP54818](#)



### Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	08961104720732	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

#### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	8.7
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	2.8
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	18.4
Unité emballée / Poids (kg)	0.098	Unité nue / Poids (kg)	0.098

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

 19/06/2026 01:20:10 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.