

**PINCE COUPANTE, POUR CLAMP DE BAR,
18 CM, SEMI-POINTUS**

Ref. IP56401



**PINCE COUPANTE, POUR CLAMP DE BAR,
18 CM, SEMI-POINTUS****Ref. IP56401****Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	08961104737969	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	3.6
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	2.5
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	19.2
Unité emballée / Poids (kg)	0.112	Unité nue / Poids (kg)	0.112

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---