

**PERFORATEUR À MAIN HUDSON, 5
FRAISES, 1 RALLONGE****Ref. IP78100****Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	08961104732704	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	14.2
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	4.4
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	28.3
Unité emballée / Poids (kg)	1.032	Unité nue / Poids (kg)	1.032

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---