

**PINCE COUPE-BROCHE, 4 ART, 22 CM,
TUNGSTÈNE, FRONTALE DIAM MAX 2.5 MM**Ref. IP80422**Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	08961104710238	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	11.3
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	2.9
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	22.1
Unité emballée / Poids (kg)	0.52	Unité nue / Poids (kg)	0.52

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---