

**RASOIR, INFIRMIER, MANCHE PLASTIQUE,
LAME 75 MM**

Ref. IR04100



**RASOIR, INFIRMIER, MANCHE PLASTIQUE,
LAME 75 MM****Ref. IR04100****Caractéristiques**

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	08961104715738	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	3
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.5
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	15.6
Unité emballée / Poids (kg)	0.053	Unité nue / Poids (kg)	0.053

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---