

RUGINE DOYEN, ADULTE, À DROITE, 17 CM**Ref. IR06400**

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104724495	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	3	Unité nue / Largeur (cm)	3
Unité emballée / Hauteur (cm)	2	Unité nue / Hauteur (cm)	2.4
Unité emballée / Longueur (cm)	17	Unité nue / Longueur (cm)	17
Unité emballée / Poids (kg)	0.07	Unité nue / Poids (kg)	0.07

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---