

RUGINE LAMBOTTE, 21 CM X 30 MM

Ref. IR08230



CE

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
I
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2 ANS
2 YEARS
GUARANTEE

STAINLESS
INOX
STEEL

18/06/2026 21:49:28 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

RUGINE LAMBOTTE, 21 CM X 30 MMRef. IR08230**Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104724563	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES


Unité emballée / Largeur (cm)	2	Unité nue / Largeur (cm)	2.2
Unité emballée / Hauteur (cm)	1	Unité nue / Hauteur (cm)	1.2
Unité emballée / Longueur (cm)	22	Unité nue / Longueur (cm)	22.1
Unité emballée / Poids (kg)	0.96	Unité nue / Poids (kg)	0.094

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

 18/06/2026 21:49:28 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.