

BOUGIE HÉGAR, DOUBLE, INOX, N° 7/8

Ref. IS01407



19/06/2026 10:12:59 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BOUGIE HÉGAR, DOUBLE, INOX, N° 7/8Ref. IS01407

Description

Bougié Hégar double, inox

15 Tailles disponibles, nous consulter

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104736863	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	0.7
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.7
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	20.2
Unité emballée / Poids (kg)	0.07	Unité nue / Poids (kg)	0.07

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---