

**BOUGIE HÉGAR, DOUBLE, INOX, 20 CM,
SÉRIE DE 8 PIÈCES: N°3/4 À N°17/18**

Ref. IS01431



18/06/2026 21:50:06 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BOUGIE HÉGAR, DOUBLE, INOX, 20 CM, SÉRIE DE 8 PIÈCES: N°3/4 À N°17/18

Ref. [IS01431](#)



Description

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104736870	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	10.8
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	2.7
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	2.1
Unité emballée / Poids (kg)	0.533	Unité nue / Poids (kg)	0.533

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---