

## BOUGIE HÉGAR, SIMPLE INOX, 19 CM, N°5

Ref. IS01605



Exemple de bougies Hégar simple, inox.  
30 tailles disponibles, nous consulter



19/06/2026 01:49:52 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**BOUGIE HÉGAR, SIMPLE INOX, 19 CM, N°5****Ref. IS01605**

## Description

Bougié Hégar simple, inox

30 Tailles disponibles, nous consulter

## Caractéristiques

|                 |                |                    |          |
|-----------------|----------------|--------------------|----------|
| Marquage CE     | CE             | Dispositif Médical | Classe I |
| Code barre      | 08961104736542 | Code douanier      | 90189084 |
| Garantie (mois) | 24             | Pays               | Pakistan |

### MESURES

|                                |       |                           |       |
|--------------------------------|-------|---------------------------|-------|
| Unité emballée / Largeur (cm)  | nc    | Unité nue / Largeur (cm)  | 0.6   |
| Unité emballée / Hauteur (cm)  | nc    | Unité nue / Hauteur (cm)  | 0.6   |
| Unité emballée / Longueur (cm) | nc    | Unité nue / Longueur (cm) | 19    |
| Unité emballée / Poids (kg)    | 0.029 | Unité nue / Poids (kg)    | 0.029 |

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

|                  |    |                  |    |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | NA | Température maxi | NA |
| Humidité mini    | NA | Humidité maxi    | NA |

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Unité emballée / Quantité | 1 |
|---------------------------|---|