

BOUGIE HÉGAR, SIMPLE INOX, 19 CM, N°13

Ref. IS01613



Exemple de bougies Hégar simple, inox.
30 tailles disponibles, nous consulter



BOUGIE HÉGAR, SIMPLE INOX, 19 CM, N°13**Ref. IS01613**

Description

Bougié Hégar simple, inox

30 Tailles disponibles, nous consulter

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104736627	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	1.5
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.7
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	19.2
Unité emballée / Poids (kg)	0.057	Unité nue / Poids (kg)	0.057

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---