

BOUGIE HÉGAR, SIMPLE INOX, 19 CM, N°22

Ref. IS01622



Exemple de bougies Hégar simple, inox.
30 tailles disponibles, nous consulter



19/06/2026 01:13:57 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BOUGIE HÉGAR, SIMPLE INOX, 19 CM, N°22Ref. IS01622

Description

Bougié Hégar simple, inox

30 Tailles disponibles, nous consulter

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104736719	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	2.4
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	1.6
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	19
Unité emballée / Poids (kg)	0.132	Unité nue / Poids (kg)	0.132

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---