

**BOUGIE HÉGAR, SIMPLE INOX, 19 CM,  
SÉRIE DE 15 PIÈCES: N°4 À N°18****Ref. IS01631****Caractéristiques**

|                 |                |                    |          |
|-----------------|----------------|--------------------|----------|
| Marquage CE     | CE             | Dispositif Médical | Classe I |
| Code barre      | 08961104736818 | Code douanier      | 90189084 |
| Garantie (mois) | 24             | Pays               | Pakistan |

**MESURES**

|                                |       |                           |       |
|--------------------------------|-------|---------------------------|-------|
| Unité emballée / Largeur (cm)  | nc    | Unité nue / Largeur (cm)  | 10.5  |
| Unité emballée / Hauteur (cm)  | nc    | Unité nue / Hauteur (cm)  | 6.2   |
| Unité emballée / Longueur (cm) | nc    | Unité nue / Longueur (cm) | 21.5  |
| Unité emballée / Poids (kg)    | 0.787 | Unité nue / Poids (kg)    | 0.787 |

**CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES**

|                  |    |                  |    |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | NA | Température maxi | NA |
| Humidité mini    | NA | Humidité maxi    | NA |

**AUTRES CARACTÉRISTIQUES**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Unité emballée / Quantité | 1 |
|---------------------------|---|