

SONDE VÉSICALE, MÉTAL, FEMME, 15 CMRef. IS03402**Description**

4mm de diamètre

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104732452	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	1.1
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.7
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	16.2
Unité emballée / Poids (kg)	0.012	Unité nue / Poids (kg)	0.012

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---