

SPÉCULUM VAGINAL COLLIN, 16 MM, LONG 85 MM

Ref. IS04616



19/06/2026 02:05:10 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

SPÉCULUM VAGINAL COLLIN, 16 MM, LONG 85 MM

Ref. IS04616



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104736054	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	1.6
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	6
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	8.5
Unité emballée / Poids (kg)	0.079	Unité nue / Poids (kg)	0.079

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---