

SPÉCULUM VAGINAL COLLIN, 30 MM, LONG 105 MM

Ref. IS04630



SPÉCULUM VAGINAL COLLIN, 30 MM, LONG 105 MM

Ref. IS04630



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104736078	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	3
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité emballée / Longueur (cm)	nc
Unité nue / Longueur (cm)	10.5	Unité emballée / Poids (kg)	0.25
Unité nue / Poids (kg)	0.236		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---