

SPÉCULUM VAGINAL COLLIN, 38 MM, LONG 110 MM

Ref. IS04638



19/06/2026 05:58:17 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

SPÉCULUM VAGINAL COLLIN, 38 MM, LONG 110 MM

Ref. [IS04638](#)



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104736108	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	3.8
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	6
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	11
Unité emballée / Poids (kg)	0.274	Unité nue / Poids (kg)	0.274

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---