

**SPÉCULUM VAGINAL DE CUSCO, PLIANT, 35
MM, LONG 90 MM**

Ref. IS05635



SPÉCULUM VAGINAL DE CUSCO, PLIANT, 35 MM, LONG 90 MM

Ref. [IS05635](#)



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104735897	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	3.5
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	4.5
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	9
Unité emballée / Poids (kg)	0.2	Unité nue / Poids (kg)	0.19

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---