

STÉTHOSCOPE OBSTÉTRICAL PINARD, ALUMINIUM

Ref. IS07601



19/06/2026 08:19:50 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

STÉTHOSCOPE OBSTÉTRICAL PINARD, ALUMINIUM

Ref. IS07601



Pour une auscultation rapide et fiable du fœtus

Description

- Simple pavillon
- Léger
- Facilement maniable
- Simple à nettoyer

Caractéristiques

| | | | |
|-----------------|----------------|--------------------|----------|
| Marquage CE | CE | Dispositif Médical | Classe I |
| Code barre | 08961104715752 | Code douanier | 90189084 |
| Garantie (mois) | 24 | Pays | Pakistan |

MESURES

| | | | |
|--------------------------------|-------|---------------------------|-------|
| Unité emballée / Largeur (cm) | 13 | Unité nue / Largeur (cm) | 7 |
| Unité emballée / Hauteur (cm) | 7 | Unité nue / Hauteur (cm) | 7 |
| Unité emballée / Longueur (cm) | 23 | Unité nue / Longueur (cm) | 14 |
| Unité emballée / Poids (kg) | 0.034 | Unité nue / Poids (kg) | 0.034 |

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

| | | | |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | NA | Température maxi | NA |
| Humidité mini | NA | Humidité maxi | NA |

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---------------------------|---|
| Unité emballée / Quantité | 1 |
|---------------------------|---|

📅 19/06/2026 08:19:50 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.