

STÉTHOSCOPE OBSTÉTRICAL PINARD, BOIS

Ref. IS07602



CE

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
I
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2 ANS
2
2 YEARS
GUARANTEE

STAINLESS
INOX
STEEL

19/06/2026 07:54:17 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

STÉTHOSCOPE OBSTÉTRICAL PINARD, BOIS



Ref. IS07602

Description

Emballage :

Sachet individuel en polyéthylène haute densité

Emballage extérieur :

Boîte en carton (lot de 10)

Stockage et manipulation :

Le stéthoscope Pinard (en bois, 15 cm) doit être manipulé avec soin et conservé dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, d'une humidité excessive et de températures extrêmes. Afin de préserver sa qualité, sa forme et la finition lisse du bois, il doit être rangé séparément et ne pas être placé sous des objets lourds ni empilé avec d'autres instruments, car cela pourrait provoquer des fissures, des déformations ou des dommages à la surface.

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104715745	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	6
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	6
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	15.1
Unité emballée / Poids (kg)	0.054	Unité nue / Poids (kg)	0.052

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 19/06/2026 07:54:17 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.