

STYLET SPATULÉ, 14 CM

Ref. IS10414



STYLET SPATULÉ, 14 CM

Ref. IS10414



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	08961104715394	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	0.6
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.3
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	14
Unité emballée / Poids (kg)	0.008	Unité nue / Poids (kg)	0.008

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---