

SERRE-TUBE MOHR, 18 X 18 MMRef. **IS13618****Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	08961104717893	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	1.8
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité emballée / Longueur (cm)	nc
Unité nue / Longueur (cm)	1.8	Unité emballée / Poids (kg)	0.015
Unité nue / Poids (kg)	0.015		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---