

POIGNÉE POUR SCIE GIGLI, LA PAIRE

Ref. IS15150



CE



18/06/2026 22:41:00 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

POIGNÉE POUR SCIE GIGLI, LA PAIRERef. IS15150**Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104726147	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	7	Unité nue / Largeur (cm)	7.2
Unité emballée / Hauteur (cm)	1	Unité nue / Hauteur (cm)	1.2
Unité emballée / Longueur (cm)	11	Unité nue / Longueur (cm)	11.5
Unité emballée / Poids (kg)	0.056	Unité nue / Poids (kg)	0.056

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---