

LAMES DE RECHANGE POUR SCIE CHARRIÈRE, 36 CM, LA PAIRE

Ref. IS15237



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	08961104735620	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	1	Unité nue / Largeur (cm)	1.8
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.4
Unité emballée / Longueur (cm)	22	Unité nue / Longueur (cm)	22.2
Unité emballée / Poids (kg)	0.056	Unité nue / Poids (kg)	0.056
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

 18/06/2026 23:50:03 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.