

SPÉCULUM KILLIAN, AVEC VIS DE BLOCAGE NASAL, 30 MM

Ref. IS23030



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	08961104729780	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	5
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	3
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	14.8
Unité emballée / Poids (kg)	0.101	Unité nue / Poids (kg)	0.101

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---