

## SPATULE EN CUILLÈRE DE DANIS, 24CM

Ref. IS27424



### Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	08961104724273	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
<b>MESURES</b>			
Unité emballée / Largeur (cm)	405	Unité nue / Largeur (cm)	405
Unité emballée / Hauteur (cm)	1	Unité nue / Hauteur (cm)	1
Unité emballée / Longueur (cm)	24	Unité nue / Longueur (cm)	24.5
Unité emballée / Poids (kg)	0.12	Unité nue / Poids (kg)	0.15
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b>			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
<b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>			
Unité emballée / Quantité	1		

 19/06/2026 05:11:42 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.