

TARAUD DIAM 3.5 MM S/SRef. IT00001**Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	08961104733237	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

 19/06/2026 07:07:44 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.