

TROCARD OCHSNER, 10 FG, 3,33 MMRef. IT11610**Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	08961104725249	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	2	Unité nue / Largeur (cm)	2.3
Unité emballée / Hauteur (cm)	1	Unité nue / Hauteur (cm)	1.4
Unité emballée / Longueur (cm)	15	Unité nue / Longueur (cm)	15.2
Unité emballée / Poids (kg)	0.024	Unité nue / Poids (kg)	0.024

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---