

TROCARD OCHSNER, 14 FG, 4,66 MMRef. IT11614**Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	08961104725256	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	7	Unité emballée / Hauteur (cm)	1
Unité emballée / Longueur (cm)	21	Unité emballée / Poids (kg)	0.028
Unité nue / Poids (kg)	0.028		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---