

TROCARD OSCHNER, 20 FG, 6,66 MMRef. IT11620**Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	08961104725300	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	3	Unité nue / Largeur (cm)	3.7
Unité emballée / Hauteur (cm)	1	Unité nue / Hauteur (cm)	1.3
Unité emballée / Longueur (cm)	14	Unité nue / Longueur (cm)	14
Unité emballée / Poids (kg)	0.043	Unité nue / Poids (kg)	0.043
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		